

オリジナルレザー [18色よりお選びいただけます。]


標準



*Original Leather* メディカル専用として開発された実績のあるベーシックなビニルレザーです。




オリジナルソフトレザー [4色よりお選びいただけます。] ※一部標準設定の製品がございます。


有料





*Soft Leather* アルコール消毒を実現したウイルスに最強なソフト性レザーです。

オリジナルレザーの特性

-  **耐アルコール機能**  
**耐次亜塩素酸機能**  
医療機関で必須のアルコールから様々なウイルスに有効な殺菌効果の高い次亜塩素酸(漂白剤の成分)での消毒にも対応する特性です。
-  **抗菌機能**  
大腸菌等の繁殖を抑え、防止する特性です。
-  **防汚機能**  
トップ層にフッ素加工を施し、汚れを落としやすい特性です。

-  **抗ウイルス機能**  
ウイルスや細菌を99%減少させて活動を抑制し、付着した直後から低減効果を発揮する特性です。  
評価試験 [ISO21702:2019]

-  **難燃機能**  
燃えにくい特性です。  
表面燃焼試験B法 [JIS1091]  
FMVSS燃焼試験 [JIS-D-1201]

-  **RoHS対応**  
鉛やカドミウムを使用しない環境にやさしい特性です。

レザーのお手入れについて

レザー機能を十分に発揮させ、衛生的にご使用いただくために、柔らかい清潔なウエス(布)でこまめに乾拭きしてください。また、洗剤には市販の専用クリーナー、メディクリーナー(P333参照)または、ぬるま湯で薄めた中性洗剤をご使用ください。

詳しいレザーのお手入れ方法については、こちらからどうぞ。▶



写真印刷について

製品の色調は、出来る限り実物どおりの写真印刷に努めておりますが、多少異なる場合もございます。各種レザー見本をご用意しておりますので、お気軽にお問合せください。