


テトラクロロエチレン $\text{Cl}_2\text{C}:\text{CCl}_2$

No.133HAF

Tetrachloroethylene



仕様

測定範囲	100 ~ 2000 mg/m ³
吸引回数	1回 (基準) (100ml)
係数	1
測定所要時間	45 秒

検知限度： 7.5 mg/m³ (1回吸引)

変色： 黄色 → 赤紫色

温・湿度補正： 温度

有効期限： 2年 冷蔵庫保存 (10℃以下)



指示精度：

G	CV=10%	CV=5%
	目盛範囲の1/3	目盛範囲の2/3

(CV：変動係数 = σ : 標準偏差 ÷ 平均値 × 100)

反応原理

テトラクロロエチレンは酸化剤により塩化水素を生成し、指示薬は赤紫色を呈する。



干渉ガス

ガス名	共存濃度	干渉	単独の場合
ケトン類	480mg/m ³ (200ppm)以下	影響しない	変色しない
塩化水素, 塩素, 臭素	380mg/m ³ (100ppm)以上	+	赤紫色に変色
窒素酸化物		影響しない	変色しない
不飽和ハロゲン化炭化水素		+	赤紫色に変色
芳香族炭化水素		-	変色しない
飽和ハロゲン化炭化水素		影響しない	変色しない

校正用ガス

ガス拡散管法