

指定医薬部外品

エタノール含浸綿

アルエットィ® one *E*



手指・皮膚の消毒に、便利で衛生的！
単包タイプのエタノール含浸綿



脱脂綿製品

酒精綿

商品特長

コンパクトな100包入り

- 100包入りはコンパクトサイズのため、回診車に置いていても邪魔にならず、持ち運びにも便利です。
- 1箱の入数が少ないため、物品管理に最適です。

物流管理や処方時に便利な3000包入り

- 3000包入りは30包ずつ輪ゴムで束ねているため、物流管理や処方時の手間が省けます。

衛生的で便利なアルミ個包装

- アルミ個包装のため、気密性が高く濃度低下がほとんどありません。そのため、自己注射時や血糖値測定時、手指・皮膚の消毒時に常に最適な消毒効果が得られ、持ち運びにも便利です。
- アルコール・カット綿の準備や、万能ツボの再生業務(洗浄・滅菌)の省力化が図れます。

毛羽立ちを抑えた脱脂綿を使用

- 脱脂綿は毛羽立ちを抑えているため、使用部位への綿残りがほとんどありません。
- エタノール80%を脱脂綿(3.7cm×8cm 2ツ折)に含浸させ、単包パックにしました。

- ▲開封後は保存せず、すみやかに使用してください。
- ▲衣類につくと脱色、変色することがあるため注意してください。
- ▲アルコール過敏症の方は医師又は薬剤師にご相談ください。



100包



3000包

3000包入りは30包ごとに輪ゴムでとめ、10束ずつビニール袋に入れて梱包しています。(300包×10袋)

商品情報

成分

成分名	薬液100mL中
日局エタノール	83mL
日局精製水	適量
脱脂綿	0.24g

効能・効果

手指・皮膚の洗浄・消毒

用法・用量

そのまま手指・皮膚に塗布又は塗擦する。

関連商品



指定医薬部外品

アルウェッティ®Box-E

- 4種類の入数から選べるため、診療科ごとの使用量に合わせて、経済的に使用できます。(32枚入、50枚入、100枚入、200枚入)



指定医薬部外品

アルウェッティ®one2-E

- 単包タイプの2枚入りエタノール含浸綿です。
- 持ち運びに便利な100包入りと、物流管理や処方時に便利な3000包入りから用途に合わせてお選びいただけます。

商品規格

アルウェッティ®one-E

指定医薬部外品

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
31076	アルウェッティ®one-E 3.7cm×8cm(2ツ折) 1枚入(100包)	販売単位 120 × 70 × 70	220.0g	36箱	4971032310763
		外装 438 × 234 × 258	8.1kg		14971032310760
31077	アルウェッティ®one-E 3.7cm×8cm(2ツ折) 1枚入(3000包)	販売単位 469 × 142 × 288	6.2kg	—	4971032310770
		外装 —	—		14971032310777

■販売名:酒精綿GII ■承認番号:22200DZX01612000

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel(052)501-2221
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / support@osakimedical.co.jp

取扱店