


業務用 薬用泡ハンドソープ

LION



薬用 キレイキレイ

ウイルス・細菌を除去^{※1}

※1 エンベロープ型ウイルスにてテスト。全てのウイルス・細菌に効果があるわけではありません。

殺菌 + 消毒 **泡** ハンドソープ

手に香りが残りにくい
シトラスフルーティの香り

10L
バッグインボックスは
プラスチック量
約**60%**削減[※]



ポンプ
550mL



つめかえ用
2L



つめかえ用
4L



つめかえ用
10L

医薬部外品 販売名:キレイキレイ薬用泡ハンドソープNa

※キレイキレイ泡ハンドソープ10L分のプラスチック量比較
4Lサイズ:プラスチック容器の重量
10Lサイズ:段ボール内のプラスチック袋の重量

ライオンハイジーン株式会社

POINT 1

キレイキレイは「殺菌ベール処方」へ。きめ細かな泡でしっかり洗浄。
きちんと殺菌、バイ菌から手肌を守ります。




殺菌成分が手にとどまる、殺菌ベール処方。



殺菌成分配合の泡が手全体をすばやく覆い、すみずみまで洗浄、ウイルス・細菌を除去※2。

※1 有効成分：イソプロピルメチルフェノール
 ※2 エンベロープ型ウイルスにてテスト。
 全てのウイルス・細菌に効果があるわけではありません。



きめ細かな泡が汚れをすみずみまでキャッチし、しっかり落とします。

POINT 2


すばやい泡切れ、ぬるつかない洗いあがり。

“泡切れがよく” “すすぎが早い” ので、ぬるつかずに洗いあがりスッキリ!

POINT 3

バイ菌を増やさない抗菌ポンプヘッド※3!

■ 菌液を付着させてから24時間後の状態※4



無機抗菌剤・練り込みポンプヘッド JP0122169A0001X


SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※3 全ての面に有効ではありません。ポンプヘッドは清潔に保ってください。 ※4 JIS Z 2801 2010 「抗菌加工製品-抗菌性試験方法-抗菌効果」に基づく試験結果

つめかえやすいポンプボトル

幅広のボトル口だから注ぎやすい。ボトル側面は、液の残量がわかる「ウインドウストライプ」採用。

つめかえ時のあふれも防止!



液面の高さがわかりやすい!

■ 梱内容

品名	容量	梱入数(本)	寸法 (mm)		重量 (kg)		JANコード
			個装	外装	個装	外装	
業務用 キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ シトラスフルーティの香り [医薬部外品] 販売名: キレイキレイ 薬用泡ハンドソープNa	550mL	12本	幅 80 高さ 215 奥行 80	幅 335 高さ 245 奥行 264	0.6	8.1	4903301245162
	2L	6本	幅 130 高さ 270 奥行 95	幅 410 高さ 318 奥行 223	2.1	13.4	4903301181606
	4L	3本	幅 204 高さ 252 奥行 125	幅 418 高さ 303 奥行 221	4.2	13.2	4903301181613
	10L	—	—	幅 246 高さ 254 奥行 246	—	11.0	4903301250302

■お問合せ先は

ライオンハイジーン株式会社

本社: 〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28
 TEL.03(6739)9050(大代表) <https://www.lionhygiene.co.jp/>

●このパンフレットは2024年10月現在のものです。
 一部商品仕様等に変更がある場合もございますが、ご了承ください。
 [無断転載禁止!] 他の印刷物やWEBサイトなどでの無断使用を禁じます。