

業務用 薬用泡ハンドソープ

LION

殺菌成分がとどまる
殺菌
パール^{処方}



薬用
キレイキレイ

ウイルス・細菌を除去^{※1}

※1 エンペローブ型ウイルスにてテスト。
全てのウイルス・細菌に効果があるわけではありません。

殺菌 + 消毒

泡

ハンドソープ

無香料

プロフェッショナル

飲食店の厨房や介護施設等での
手洗いにうれしい無香料タイプ。

10L
バッグインボックスは
プラスチック量
約**60%**削減[※]



ポンプ
550mL



つかえ用
2L



つかえ用
4L



つかえ用
10L

医薬部外品 販売名:キレイキレイ薬用泡ハンドソーププロB

※キレイキレイ泡ハンドソープ10L分のプラスチック量比較
4Lサイズ:プラスチック容器の重量
10Lサイズ:段ボール内のプラスチック袋の重量

ライオンハイジーン株式会社

製品特長

キレイキレイ薬用 泡ハンドソープ / プロ無香料

POINT
1

キレイキレイは「殺菌ベール処方」へ。きめ細かな泡でしっかり洗浄。
きちんと殺菌、バイ菌から手肌を守ります。

殺菌成分がとどまる
殺菌ベール
処方

殺菌成分が手にとどまる、
殺菌ベール処方。

殺菌成分配合
ウイルス・
細菌を
除去

殺菌成分配合の泡が手全体を
すばやく覆い、すみずみまで洗浄、
ウイルス・細菌を除去※2。

※1 有効成分：イソプロピルメチルフェノール

※2 エンペロープ型ウイルスにてテスト。

全てのウイルス・細菌に効果があるわけではありません。

しっかり
汚れを落とす
きめ細かな
泡

きめ細かな泡が汚れを
すみずみまでキャッチし、
しっかり落とします。



POINT
2


すばやい泡切れ、ぬるつかない洗いあがり。

“泡切れがよく” “すすぎが早い” ので、ぬるつかずに洗いあがりスッキリ！

POINT
3

バイ菌を増やさない抗菌ポンプヘッド※3！

■ 菌液を付着させてから24時間後の状態※4



SIAA
for KOHKIN

無機抗菌剤・練り込みポンプヘッド JP0122169A0001X


SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術
協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※3 全ての菌に有効ではありません。ポンプヘッドは清潔に保ってください。 ※4 JIS Z 2801 2010 「抗菌加工製品-抗菌性試験方法-抗菌効果」に基づく試験結果

つめかえやすいポンプボトル

幅広のボトル口だから注ぎやすい。ボトル側面は、
液の残量がわかる「ウインドウストライプ」採用。

つめかえ時の
あふれも
防止！



液面の
高さがわかり
やすい！

■ 梱内容

品 名	容 量	梱入数 (本)	寸 法 (mm)		重 量 (kg)		JANコード
			個 装	外 装	個 装	外 装	
業務用 キレイキレイ 薬用泡ハンドソーププロ 無香料 [医薬部外品] 販売名：キレイキレイ 薬用泡ハンドソーププロB	550mL	12本	幅 80 高さ 215 奥行 80	幅 335 高さ 245 奥行 264	0.6	8.1	4903301272090
	2L	6本	幅 130 高さ 270 奥行 95	幅 410 高さ 318 奥行 223	2.2	13.4	4903301272137
	4L	3本	幅 204 高さ 252 奥行 125	幅 418 高さ 303 奥行 221	4.2	13.2	4903301272144
	10L	—	—	幅 246 高さ 254 奥行 246	—	11.0	4903301287407

■お問合せ先は

ライオンハイジーン株式会社

本 社：〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28

TEL.03(6739)9050(大代表) <https://www.lionhygiene.co.jp/>

●このパンフレットは2024年10月現在のものです。

一部商品仕様等に変更がある場合もございますが、ご了承ください。

[無断転載禁止！] 他の印刷物やWEBサイトなどでの無断使用を禁じます。