

ワンタッチで
出来たてポン 安心おしぼりで気持ちイイ！

Cleano

～クリーノ～



【商品のデザイン、外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください】

○ 抗菌効果と安全性

Cleanoの抗菌剤「Air Heal」は、安心のSIAA（抗菌製品技術協議会）マークを取得しています。優れた抗菌・消臭効果に加えて、天然大豆アミノ酸を主成分とした安全な抗菌剤であることが認められています。また、タンク内も抗菌仕様で清潔にご利用いただけます。

○ 簡単操作

Cleanoは、ワンタッチで誰でも簡単に操作頂けます。また、従来の作り置きおしぼりで必要だったホットボックスへの詰め替え作業が不要になり、手間いらず。使い終わったおしぼりは一般ごみ（紙ごみ）として廃棄OK。本体内蔵のタンクも抗菌仕様の為、こまめな掃除が不要です。

○ エコで経済的

Cleanoは、必要な時に必要な分だけおしぼりを製造できるので、とてもエコで経済的です。また、おしぼり素材として土に還る100%天然植物素材を使用しています。

電気代

【1日200枚製造の場合】
●常温設定時 約72円/月
●暖設定時 約250円/月
※待機電力を含みます。

おしぼり
単価

わずか
3.54円/1枚～

○ 主要な規格取得 認定された高性能製品

Cleanoは、CEマーク（EU）／GSマーク（ドイツ）／PSE（電気用品安全法）の認証を得た製品です。また、おしぼりの水分量や長さ、製造枚数の指定など現場が欲しい設定機能が備わっています。



1. 抗菌効果

強力な抗菌力で、腐敗や発酵臭の原因となるバイ菌の繁殖を抑えます。

「Air Heal」は(財)抗菌製品技術協議会に認定されている天然成分抗菌剤です。

知っていますか？

「抗菌」と「除菌」の違い

抗菌と除菌は同じ効果ではありません。

抗菌：細菌を死滅させ繁殖や付着を阻止すること。
除菌：細菌を死滅させずにその場所から取り除くこと



「Air Heal」は(財)抗菌製品技術協議会の厳しい抗菌効果試験に合格し、SIAAマークを取得しています。SIAAマークを取得した製品のみが抗菌と表示することができます。



2. 安全性

「Air Heal」は天然大豆アミノ酸を主成分とした安全な抗菌剤です。

【安全性試験データ】

試験名	試験結果	例	試験機関
急性経口毒性試験(LD50値)	60,000mg/kg以上	なめても安全	(財)日本食品分析センター
皮膚一時刺激性試験	皮膚に対する刺激はみとめられない	皮膚についても刺激がない	(財)日本食品分析センター
皮膚感作性試験	皮膚感作性を有さない	アレルギー反応を起こさない	(財)日本食品分析センター
変異原性試験(5菌株)	陰性	突然変異を起こさない	(財)日本食品分析センター
食品添加物などの規格基準第五洗浄剤の試験法	適合する	ヒ素や貴金属を含まない	(社)愛知県薬剤師会
魚毒性試験(LC50値)	45ppm	自然水域に流しても水質汚染や魚などの生態系に影響を与えない	(財)日本食品分析センター

3. 消臭効果

世界初の特許技術。天然大豆アミノ酸の力で暮らしの中の様々な悪臭を分解。

4. 防カビ効果

揮発性がなく、抗菌力が持続します。防カビ効果は確かな抗菌力の持続がなければできません。

「Air Heal」が9つの細菌に対して抗菌できるメカニズム

陰電荷を帯びている最近に対して、陽電荷を帯びている陽イオン系界面活性剤が吸着し、細菌タンパク質を溶解・変性（破壊・損傷作用）させて、細菌を殺菌します。

Air heal に含有の非イオン系・両性イオン系の界面活性剤それぞれが、殺菌・消臭を行います。

大豆抽出の植物油脂に含まれる不飽和脂肪酸が、抗菌作用・抗酸化作用・防腐作用を持っています。

大豆抽出の植物油脂に含まれる大量のアミノ酸が、細菌に対する抗菌作用を持っています。

大豆から抽出される大豆レシチンは、天然の両性界面活性剤であり、防腐作用と洗浄補助作用を持っています。

菌名	経過時間	結果	試験機関
腸管出血性大腸菌／(O-157)	5分後	検出せず	(社)愛知県薬剤師会
メチリレン耐性黄色ブドウ球菌／MRSA	5分後	検出せず	(社)愛知県薬剤師会
大腸菌	5分後	検出せず	(財)日本食品分析センター
緑膿菌	5分後	検出せず	(財)日本食品分析センター
白黴菌	5分後	検出せず	(財)日本食品分析センター
レジオネラ菌	5分後	検出せず	(財)日本食品分析センター
サルモネラ菌	1分後	検出せず	(財)日本食品分析センター
カンジタ菌	5分後	検出せず	(社)愛知県薬剤師会
カビ菌(5菌株)	28日後	発育がみとめられない	(財)日本食品分析センター

【公的試験機関による抗菌試験データ】

これらの作用を持った成分が混合されることで、相乗的により強力な殺菌作用を発揮し、抗菌力となっています。



<Cleano>



<Cleano コンパクト>



・3タイプございます。
50g(薄手)、70g(厚手)、90g(超厚手)

<付属品>

【Cleano 機械仕様】

- 筐体／ABS樹脂
- 幅／212mm ●奥行／426mm ●高さ／339mm(最大700mm)
- 重量／8.5kg(本体)

【Cleano 電気仕様】

- 使用電源／AC100V ±10% 50/60Hz
- 消費電流(電力)／待機時:約0.5A(50W) 作動時:最大約3A(300W)

【Cleano コンパクト 機械仕様】

- 筐体／ABS樹脂
- 幅／212mm ●奥行／380mm ●高さ／275mm(最大560mm)
- 重量／5.5kg(本体)

【Cleano コンパクト 電気仕様】

- 使用電源／AC100V ±10% 50/60Hz
- 消費電流(電力)／待機時:約0.5A(50W) 作動時:最大約2A(200W)

【Cleano／Cleanoコンパクト 共通仕様】

- 安全対策／異常加熱防止機能、二重温度管理・制御、機械の異常検知機能、警告ブザー音及び機械操作を自動停止する、PSEマーク適合
- 適応使用条件／温度：1℃～42℃、湿度：25%～80%

【販売元】

富士セイラ株式会社

■ 〒546-0041 大阪市東住吉区桑津1-17-15
■ TEL.06-6714-7881

【代理店】